

Vyhříváný bederní pás

DK-WS



Návod k použití

Před použitím tohoto produktu si prosím nejprve přečtete následující instrukce.

Obsah

OBSAH	2
ÚVOD.....	3
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE.....	3
ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ.....	4
OBSAH BALENÍ	5
POKYNY PRO MANIPULACI S DOBÍJECÍ BATERIÍ.....	5
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ	6
POUŽITÍ BATERIE JAKO ZDROJE NAPÁJENÍ	6
POUŽITÍ ADAPTÉRU JAKO ZDROJE NAPÁJENÍ.....	7
ÚDRŽBA	8
TECHNICKÉ PARAMETRY	8

Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto vyhřívaného bederního pásu DK-WS.

Tento vyhřívaný bederní pás má všechny skvělé vlastnosti jako běžný bederní pás, avšak navíc nabízí funkci prohřívání, která zajišťuje hloubkové prohřátí bederní části, což skvěle působí jako pomoc při bolesti zad, potíživých s ledvinami nebo například bolestivé menstruaci. Tento pás tedy využijí všichni ti, kteří provozují jakýkoli druh pohybové aktivity.

Bederní pás je vyroben z jemné, měkké a na dotek velice příjemné a teplé černé látky zvané fleece. Fleece je moderní materiál, který vyniká velice dobrou tepelnou izolací, čímž zajišťuje udržování tělesné teploty, a také je velmi příjemný na nošení. Vyhřívání je zajištěno speciálními infračervenými vlákny, která jsou zašita ve vnitřní části pásu. Díky těmto speciálním vláknům není nijak omezeno tvarování pásu. Infračervené záření, které je vyzařováno IR vlákny, má kromě funkce vyhřívání také léčivé účinky tím, že dokáže prostoupit pod kůži až do hloubky 10 cm a tam aktivuje buňky, čímž zrychluje jejich metabolismus, zmírňuje bolest a rychleji odbourává škodlivé látky.

Důležité bezpečnostní instrukce

- Bederní pás je určen jak pro vnitřní, tak také venkovní použití.
- Přístroj nepoužívejte na místech s vysokou vlhkostí, mohlo by dojít k elektrickému zkratu a následnému úrazu elektrickým proudem.
- Napájecí adaptér připojujte pouze do elektrické zásuvky AC 230V.
- Před připojením adaptéru do sítě se přesvědčte, že používaná zásuvka má stejnou konfiguraci jako zástrčka od dobíjecího adaptéru.
- Po použití nebo před čištěním vždy přístroj odpojte z elektrické zásuvky.

- Nesahejte na přístroj, pokud vám spadl do vody nebo došlo k jeho namočení. Nejprve jej okamžitě odpojte z elektrické zásuvky.
- Přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru, pokud je zapnutý nebo zapojený do elektrické sítě. Po použití nebo před čištěním jej vždy nejprve odpojte z elektrické zásuvky.
- Pokud je přístroj používán dětmi, postiženými osobami nebo v blízkosti těchto osob, je nutné vždy zajistit zodpovědný dozor.
- Tento přístroj není hračka. Proto není určen na hraní pro malé děti.
- Tento přístroj používejte pouze pro účely, které jsou uvedené v tomto návodu k použití.
- Nevkládejte do vnitřních prostor přístroje žádné předměty.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je mokrý.
- Bederní pás nepoužívejte, pokud máte mokré ruce.
- Při odpojování dobíjecího adaptéru z elektrické zásuvky nikdy netahejte pouze za kabel, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Přístroj nesmí používat nesvéprávné osoby nebo osoby nevnímavé na teplo.

Zdravotní upozornění

- Pokud máte nějaké problémy týkající se Vašeho zdraví, tak použití tohoto přístroje nejprve konzultujte se svým lékařem.
- Osoby s kardiostimulátorem by neměly používat tento přístroj.
- Pokud pociťujete dlouhotrvající bolest svalů nebo kloubů, přerušete používání tohoto přístroje a konzultujte potíže se svým lékařem. Trvalá bolest může být příznakem závažnějších problémů.

- Pokud se vám během používání výhřevného bederního pásu udělá nevolno nebo začnete pociťovat jiné problémy, pak okamžitě přestaňte bederní pás používat.

Obsah balení

- vyhřívaný bederní pás
- Li-Pol baterie 2350mAh
- napájecí adaptér
- propojovací kabel

Pokyny pro manipulaci s dobíjecí baterií

- Bederní pás je napájen pomocí dobíjecí baterie. Před prvním použitím je třeba baterii zcela nabít, dokud kontrolní dioda na baterii nebude svítit zeleně (během nabíjení svítí červeně). Konektor kabelu dobíjecího adaptéru připojte k baterii a adaptér připojte do elektrické zásuvky AC 230V/50Hz.
- Pokud kontrolní dioda červeně bliká, znamená to, že je baterie téměř vybitá nebo došlo ke zkratu. Proto zkontrolujte obvod a nabijte baterii. Pokud došlo ke zkratu, pokuste se najít jeho příčinu a odstranit ji. Poté chvíli počkejte a zkuste pás opět zapnout.
- Baterii uchovávejte na tmavém a suchém místě. Pokud bederní pás delší dobu nepoužíváte, je třeba pro udržení baterie v dobrém stavu zcela ji nabít každých 90 dní.
- Baterii nikdy nevkládejte do žádné kapaliny, ohně nebo na místa s vysokou teplotou.
- Nikdy baterii nerozebírejte a zabraňte jejímu prudkému nárazu nebo pádu na tvrdé předměty, je to velice nebezpečné a mohlo by dojít k vážnému úrazu.

Pokyny k používání

Použití baterie jako zdroje napájení

- Pokud je pro napájení bederního pásu použita baterie, je třeba ji před prvním použitím nejprve plně nabít pomocí dobíjecího adaptéru.
- Baterii vložte do kapsičky na vnější straně bederního pásu a připojte kabel od výhřevné destičky do zdířky na baterii (viz. obrázek).
- Vyhřívání zapněte pomocí červeného kulatého tlačítka umístěného na baterii.



- Opakovaným stiskem tohoto tlačítka lze přepínat stupně vyhřívání.
- Celkem jsou k dispozici 3 stupně, každý stupeň je signalizován jinou barvou kontrolní diody.
 1. stupeň – Vysoká teplota: červená barva, výdrž baterie cca 150 minut
 2. stupeň – Střední teplota: oranžová barva, výdrž baterie cca 200 minut
 3. stupeň – Nízká teplota: zelená barva, výdrž baterie cca 300 minut

DK-WS

- Po nastavení požadovaného stupně vyhřívání si pás nasadíte a upevníte pomocí suchého zipu.
- Po skončení používání sundejte pás a vyhřívání vypněte opět pomocí červeného tlačítka na baterii (kontrolní dioda nesvíí). Poté baterii odpojte od výhřevné destičky a uložte ji na temném, suchém a bezpečném místě.

Použití adaptéru jako zdroje napájení

- K napájení bederního pásu je možné použít místo baterie také pouze dobíjecí adaptér.
- K tomuto účelu slouží propojovací kabel. Jeden konec tohoto propojovacího kabelu připojte ke konektoru výhřevné destičky a druhý konec ke konektoru na kabelu dobíjecího adaptéru (viz. obrázek).
- Poté připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky a bederní pás si nasadíte.



DK-WS

- Při použití dobíjecího adaptéru jako zdroje napájení není možné regulovat intenzitu vyhřívání, a jelikož je výstupní napětí adaptéru vyšší než maximální výstupní napětí baterii, může být teplota vyhřívání pomocí adaptéru vyšší než maximální teplota při napájení z baterie. Proto doporučujeme takto používat pás jen jednu hodinu.
- Po skončení používání bederní pás sundejte, dobíjecí adaptér odpojte z elektrické zásuvky a rozpojte propojovací kabel.

Údržba

- Před čištěním odpojte pás ze sítě a čistěte jen vlhkým hadříkem.
- Nežehlete jej. Nepožívejte žádné chemické prostředky. Nekruťte pás.

Technické parametry

Model:	DK-WS
Baterie:	Li-Pol, 7.4V, 2350 mAh, max. 15W
Napájecí adaptér:	AC 230V, 50Hz / DC8.4V, 1.0A
Materiál:	Fleece (100% polyester)



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno
ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.
☎ 549 245 575; 602 766 759