

Mikroprocesorová masážní podložka s magnetickou terapií

MODEL TL-B2010

Návod k použití

Funkce

Masáž akupunkturních bodů na celém těle a stimulace žil a cév

Produkt je navržen s ohledem na rozložení kostí a akupunkturních bodů na těle. Je schopný masírovat mnoho částí lidského těla, jako jsou například : krk, záda, boky, hýždě, nohy; a zlepšovat krevní oběh.

Zlepšování cirkulace krve, zlepšení vzhledu

Efektivní masáž pomáhá rozšířit vlasečnicové kanálky a zlepšit celkovou cirkulaci krve a díky tomu Vaše pokožka vypadá mladistvě a v dobré kondici.

Zmírňuje bolesti beder a zad a odstraňuje únavu

Lidé se po celém dnu v práci cítí unavení, jelikož páteř musí nosit a držet téměř celou váhu lidského těla vzpřímenou. Tento produkt tyto bolesti dokáže zmírňovat a navíc jim i předcházet efektivní masáží a podporou cirkulace krve.

Přizpůsobuje metabolismus a dokáže dostat organismus do správné rovnováhy.

Při masáži celého těla pomocí magnetické terapie produkt aktivuje buňky v celém těle, zlepšuje cirkulaci krve a vylepšuje metabolismus. To vše vede k rovnováze ve Vašem těle.

Léčí neurózu a uvolňuje nervozitu

Magnetická terapie vám umožní si maximálně užít fyzickou hygienu. Bylo vědecky dokázáno, že magnetická terapie neudrží pouze Vaši vitalitu, ale pomáhá udržovat tělo v rovnováze a má léčebný účinek na většinu chronických onemocnění, jako je vysoký krevní tlak, nespavost nebo neuróza.

Charakteristika

Přizpůsobuje si nové vyspělé počítačové technologie a kombinuje ji s promačkávací a jemně pobouchávací masáží prstů nebo poškrabováním, jakožto s prvky tradiční masáže.

LED dioda na přístroji mění barvu snadno zobrazí pozici a rozsah masáže.

Imporotovaný mikroprocesor je odolnější a tišší.

Přístroj má velmi efektivní spotřebu energie : pouhých 0.02 KWh

Rozsah použití přístroje

1. Při nedostatečné cirkulaci krve
2. Při slabosti, nedostatku sexuální touhy
3. Při bolestech zad, přetížení svalů, únavě z dlouhodobého sezení
4. Při nadměrném růstu kostí, zánětu sedacího nervu
5. Při zkomatění pánve
6. Při stresu, špatné náladě, nespavosti, neuróze

Použití

1. Zapojte adaptér s hlavním motorkem a elektrickým zdrojem.
2. Zmáčkněte On/Off tlačítko, aby jste spustili přístroj.
3. Zmáčkněte tlačítko „TIME“ k nastavení doby masáže.
4. Mačkejte funkční tlačítko tak dlouho, dokud si nevyberete požadovaný program. Je možno vybrat si mezi 8 druhy programů.
5. Zmáčkněte tlačítko „kontrola částí“ pro vybrání jiné masážní pozice.
6. Zmáčknutím tlačítka „POWER“ nastavíte různou intenzitu masáže.

Varování

1. Nečistěte vodou nebo korozivními chemickými činidly.
2. Přístroj nevystavujte ostrým nebo tvrdým předmětům, nezakrývejte jej velmi těžkými předměty.
3. Nenechávejte přístroj zbytečně zapojený v zásuvce, jakmile přestanete přístroj používat, vytáhněte jej prosím ze zásuvky.
4. Jestliže se stane nečekaná nehoda nebo událost, ihned přístroj vypněte a vytáhněte ze zásuvky. Nesnažte se přístroj opravit sami.
5. Přístroj se nedoporučuje používat těhotným ženám nebo vážně nemocným pacientům.



CE Příklad byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.
Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Compex spol.s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno

Tel: 549 245 575, 602 766 759