

# Návod k použití Obličejové solárium RT8801



Děkujeme, že jste si zakoupili Obličejové solárium RT8810. Tento přístroj je určen k vytvoření opálení zejména na obličeji a krku. Opalovat se můžete po celý rok v pohodlí vašeho domova.

Důkladně si přečtěte manuál před začátkem používání obličejového solária.

## **Příslušenství**

- UV elektronková žárovka 15W (4x)
- Ochranné brýle (2 kusy) přiloženy
- Napájení: 230V, 50Hz

## **Důležité rady**

- Nikdy nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí.
- Nepoužívejte obličejové solárium po vydatném opalování slunečními paprsky.
- Nepoužívejte solárium více než jednou denně.
- Vždy požívejte přiložené ochranné brýle, abyste zabránili vniknutí ultrafialových paprsků do očí.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je časovač, napájení nebo jiná elektrická součást poškozena nebo nefunguje správně.
- Pokud máte po opalovací kůře pocit napjaté pokožky, můžete použít zvlhčující krém.
- Obličejové solárium nesmí používat děti a lidé trpící rakovinou pokožky.
- Po opalovací kůře vždy vyndejte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

## **Návod k použití**

1. Umístěte obličejové solárium do úrovně obličeje.
2. Přístroj může být nastaven do dvou poloh.
3. Zapojte zařízení.
4. Prohlédněte si tabulku na spodní stránce a zvolte si vhodnou dobu opalování.
5. Nasad'te si ochranné brýle.
6. Otočte kolečkem časovače na pravé straně a nastavte požadovaný čas. Časovač automaticky vypne přístroj, jakmile uplyne zvolená doba.
7. Umístěte partie určené k opalování před solárium.
8. Udržujte vzdálenost 10cm mezi vaší tváří a přístrojem.
9. Otáčejte občas obličejem. Docílíte tak rovnoměrného opálení.
10. Po použití vždy vytáhněte přístroj ze zásuvky.

Na přední straně přístroje si můžete pomocí otočných knoflíků vyznačit celkový počet opalovacích kůr, které jste absolvovali.

## Udržování a čištění

Nejdříve odpojte přístroj z napájení a nechte ho vychladnout. Poté můžete vnější stranu přístroje očistit jemnou, vlhkou utěrkou. Ujistěte se, že se žádná voda nedostala dovnitř solária. Zářivky můžete očistit pomocí velmi jemného kartáče. Nepoužívejte benzín ani aceton!

## Výměna součástí

Elektronkové žárovky mají průměrnou životnost asi 300 hodin, což je srovnatelné se dvěma lety v běžném provozu. Elektronkové žárovky nebo jakékoliv jiné elektrické součásti mohou být vyměňovány pouze kvalifikovaným elektrikářem.

## Opalovací kůry

- Důkladně si přečtete návod před začátkem užívání přístroje.
- Osoby s citlivější pleť a trpící na zarudnutí pokožky by neměly kombinovat obličejové solárium s opalováním slunečními paprsky.
- Nepřekračujte doporučené doby opalování ani počet kůr.
- Maximální počet hodin je 35 za rok.
- Pokud je pokožka po opalování napjatá a citlivá doporučujeme snížit dobu kůry např. na 5 minut.
- Maximální doba jedné kůry je 30 minut. Tuto délku prosím nepřekračujte.
- Po ukončení celého opalovacího programu (všech deset kůr) stačí k udržení opálení jedna 30 minutová kůra týdně.
- Celý opalovací program můžete znovu začít měsíc od ukončení posledního.

	Osoba s velmi citlivou pleť	Osoba s normální pleť	Osoba s méně citlivou pleť
1. kůra	10	10	10
Pauza 48 hodin	--	--	--
2. kůra	15	20	30
3. kůra	15	20	30
4. kůra	15	20	30
5. kůra	15	20	30
6. kůra	15	20	30
7. kůra	15	20	30
8. kůra	15	20	30
9. kůra	15	20	30
10. kůra	15	20	30
	Trvání opalovacích kůr v minutách		

**Instrukce pro ochranu životního prostředí:**

Nevhazujte přístroj do běžných odpadků. Je třeba přístroj vhodit na místech určených k recyklaci elektronických a elektrických zařízení. Jak znázorňuje symbol, všechny použité materiály jsou recyklovatelné. Recyklováním starých zařízení přispíváte k ochraně životního prostředí.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

**Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno**

ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.

☎ 549 245 575; 602 766 759

